VERT 2 GO

SABER - Spécifications

VERT-2-GO SABER est un désinfectant nettoyant puissant qui tue les virus non enveloppés comme le norovirus, l'influenza, le SARM et l'ERV en seulement 5 minutes et assainit en 30 secondes. Un excellent choix pour les cas d'épidémie.

Virucide

Temps de contact : 5 minutes **Dilution :** 1:16

L'efficacité contre le poliovirus souche sabin Type 1 permet l'allégation de virucide général contre la plupart des virus enveloppés et non enveloppés. Autre efficacité virucide prouvée :

- Coronavirus Humain 229E
- Norovirus (Norwalk et de type Norwarlk)
- Parvovirus canin
- Poliovirus Type 1 (VR-1562)
- Rhinovirus Humain Type 14
- Rotavirus humain
- Virus Hépatite B
- Virus Hépatite C
- Virus Herpès Simplex
- Virus Immunodéficience humaine (VIH)
- Virus Influenza Aviaire A (H3N2)
- Virus Influenza Porcine A (H1N1)

Bactéricide

Temps de contact : 5 minutes **Dilution :** 1:16

- Acinetobacter baumannii (ATCC 19606)
- Enterococcus faecalis Résistant Vancomycine (ATCC 51575)
- Escherichia coli
- Klebsiella pneumoni
- Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442)
- Salmonella enterica cv Choleraesuis (ATCC 10708)
- Staphylococcus aureus (ATCC 6538)
- Staphylococcus aureus Résistant Méthicilline (MRSA, ATCC 33592)

Assainissement large spectre

Temps de contact : 30 secondes **Dilution :** 1:64 (ou 1:128 pour surfaces prénettoyées)

- Acinetobacter baumannii (ATCC 19606)
- Enterococcus faecalis Résistant Vancomycine (ATCC 51575)
- Escherichia coli (ATCC 25404)
- Klebsiella pneumonia
- Listeria monocytogenes (ATCC 19112)
- Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442)
- Salmonella enterica cv Choleraesuis (ATCC 10708)
- Staphylococcus aureus (ATCC 6538)
- Staphylococcus aureus Résistant Méthicilline (MRSA, ATCC 33592)

Désinfection d'une surface contaminée par le VIH

Temps de contact : 5 minutes **Dilution :** 1:16

DIRECTIVES PARTICULIÈRES POUR NETTOYER ET DÉCONTAMINER LES OBJETS ET LES SURFACES SOUILLÉS DE SANG ET DE LIQUIDES ORGANIQUES CONTAMINÉS PAR LE VIH (VIRUS DE L'IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE). Ce produit est destiné à être utilisé contre le VIH que dans des environnements où le virus est susceptible d'être présent, par exemple dans des environnements où la contamination par du sang ou des fluides corporels est probable.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES SURFACES SOUILLÉES DE SANG OU DE LIQUIDES ORGANIQUES : Le port de gants imperméables est recommandé. Éliminer le maximum de sang et de fluides corporels avec un papier ou un chiffon absorbant.

NETTOYAGE D'UNE SURFACE CONTAMINÉE : Bien laver les surfaces et objets ayant été en contact avec du sang et d'autres fluides corporels avant d'appliquer la solution désinfectante. Appliquer sur la surface puis essuyer.

DÉSINFECTION D'UNE SURFACE CONTAMINÉE : Appliquer sur la surface à la température de la pièce (20 °C) avec un chiffon ou un essuie-tout jetable. Laisser agir pendant au moins 5 minutes en s'assurant que la surface demeure humide. Laisser sécher la surface, essuyer le liquide restant ou rincer.

VERT-2-GO SABER		
Concentré	Prêt à l'usage	Chiffons
DÉSINFECTION DES SURFACES DURES NON POREUSES ET DES APPAREILS MÉDICAUX		
qui entrent en contact avec la peau intacte (par exemple, l'extérieur des appareils d'hémodialyse, les stéthoscopes, le dessus des tables). Appliquer sur la surface à la température de la pièce (20 °C) avec un chiffon ou un essuie-tout jetable. S'assurer que la surface demeure humide pendant au moins 5 minutes. Laisser sécher la surface, essuyer le liquide restant ou rincer.		
Appliquer avec un chiffon ou un essuie-tout jetable. (La solution diluée est stable pour une période de 30 jours.)	Appliquer avec un chiffon ou un essuie-tout jetable	Appliquer avec le chiffon jetable
ASSAINISSEMENT À LARGE SPECTRE (99,999 %) DES SURFACES		
Appliquer sur la surface à la température de la pièce (20 °C) à une dilution de 1:64 pour un assainissement régulier ou de 1:128 s'il s'agit d'une surface prénettoyée. Laisser agir pendant au moins 30 secondes en s'assurant que la surface demeure humide. Laisser sécher la surface.		
Il n'est pas nécessaire de rincer.	Laisser sécher la surface, essuyer le liquide restant ou rincer.	• Laisser sécher la surface, essuyer le liquide restant. • Aucun rinçage n'est requis.
DIN		
02362562	02362570	02362589
INGRÉDIENTS ACTIFS		
Peroxyde d'hydrogène à 0,8 % p/p	Peroxyde d'hydrogène à 0,5 % p/p	
FORMATS ET CODES		
1 L : 09-12400-11 (Pro+Fil Mini) 3 L : 09-12400P-03 (Pro+Fil) 4 L : 09-12400-04	RTU 1 L : 09-12410-11	50 chiffons 09-12411-25 150 chiffons : 09-12411-90 2 x 110 chiffons : 09-12415-CS 2 x recharges 110 chiffons : 09-12420-CS
COULEUR		
Incolore	Incolore	Incolore
ODEUR		
Inodore	Inodore	Inodore
pH (PUR)		
1,0	2,0	2,0
pH (DILUTION 1 %)		
2,0	-	-
PRÉCAUTIONS		
• Les surfaces traitées en contact avec la nourriture doivent être rincées à l'eau potable avant réutilisation. • Voir la fiche de données de sécurité.		

WOOD WYANT